



ILLUCCO



Características comerciais de venda:

- Zoom 10x
- Lente de Imersão destacável (com ou sem contato)
- 32 Leds de alta potência (16 polarizada e 16 não polarizada)
- Leve, ergonômico.
- Lente de 8mm, para lesões de difícil acesso (Vão dos dedos, orelha, nariz, olhos.
- Adaptador para acoplar no Smartphone, transforme ele de analógico em digital
- Qualidade superior em imagem
- Único do mercado, com polarização automática.



- O Dermatoscopio ILLUCO Série IDS representa qualidade, alto desempenho e é fácil de usar.
- Dispositivo de exame de pele. O IDS-Series é projetado exclusivamente para exame externo da pele.
- As características excepcionais da série IDS:
 - ✓ **Claro**
 - ✓ **Preciso**
 - ✓ **10x visão ampla**
 - ✓ **Iluminação de luz polarizada (IDS-1100)**
 - ✓ **3 níveis de controle de brilho**
 - ✓ **Aperto ergonómico confortável da mão com teclas funcionais**
 - ✓ **Disco de focagem fácil**
 - ✓ **Conector magnético para smartphone**
- Irá ajudar os usuários para um trabalho mais eficaz e confortável no exame da pele. Preciso, claro, durável e fácil de usar, o Dermatoscopio IDS irá melhorar o seu diagnóstico. Precisão de várias lesões cutâneas.






Aplicações de Fato:

1. A aplicação típica da série IDS é a detecção precoce do melanoma.
2. Auxílio no diagnóstico de tumores cutâneos
3. Auxílio no diagnóstico de sarna e piolho.
4. Auxílio no diagnóstico de verrugas.
5. Auxílio no diagnóstico de infecções fúngicas.
6. Auxílio no diagnóstico de doenças do cabelo e couro cabeludo.
7. Determinação da margem cirúrgica de cânceres de pele difíceis de definir.





- 01- Lente de Aumento
- 02- Discagem de foco
- 03- Botão de modo de polarização
- 04- Botão Liga Desliga
- 05- Indicador de estado de carregamento
- 06- Anel Magnético
- 07- Botão de controle de brilho
- 08- lente de i(destacável)
- 09- Escala de medição em mm
- 10- tampa da bateria
- 11- Cabo de Carregamento USB



Acessórios, vendidos a parte

- Lente de 8mm, para lesões de difícil acesso (Vão dos dedos, orelha, nariz, olhos).



- Adaptadores para celular



LUZ POLARIZADA



Permite ao médico analisar na pinta, estrutura, coloração, assimetria com nitidez e não tem necessidade de óleo para contato.

LUZ NÃO POLARIZADA

O médico NÃO visualiza a coloração da pinta e nem a assimetria ou vasos, geralmente usam óleo de contato para poder melhorar a imagem.



ILLUCO - MTO IMPORTADORA

Acompanhamento Foto Visual

Cliente: RICARDO RIAS

Sexo: Masculino

Atendimento 1 - 17/01/2018

Atendimento 1 - 17/01/2018

LUZ POLARIZADA

LUZ NÃO POLARIZADA



Cód.: 2 - COM A LUZ POLARIZADA, PERMITE AO MÉDICO ANALISAR AS ESTRUTURAS E COLORAÇÃO DA PINTA E TBM ASSIMETRIA COM NITIDEZ E NÃO TEM NECESSIDADE DE OLEO P CONTATO.



Cód.: 1 - COM A LUZ NÃO POLARIZADA O MÉDICO NÃO VISUALIZA A COLORAÇÃO DA PINTA E NEM ASSIMETRIA OU VASOS, GERALMENTE USAM OLEO DE CONTATO PARA MELHORAR A IMAGEM.