

# ILLUCO



## IDS-1000

Dermatoscópico



# Tamanho reduzido, ótica excelente!

## Compacto e leve

- Pequeno o suficiente para seu bolso ou bolsa de mão
- Leve o suficiente para usá-lo ao pescoço e carregá-lo o dia todo
- Perfeito para médicos que desejam observar pessoalmente mudanças de pele

A dermatoscopia requer lentes de aumento de alta qualidade e fontes de luz de alta qualidade que podem ajudá-lo a examinar as estruturas e padrões da pele.

Assim como o IDS-1100, o IDS-1000 também foi desenvolvido por especialistas óticos da ILLUCO e, portanto, garantimos seu excelente desempenho ótico e de luz.

## Funcionalidades

- 10 x ampliação
- Dermatoscopia com e sem contato com luz polarizada
- Dermatoscopia com e sem contato com luz não polarizada



# Observação

O modo polarizado para não polarizado (ou reverso) deve ser alterado manualmente, girando a cobertura do cone (botão de mudança do modo de luz).

- Modo de polarização: 3 horas;
- Modo sem polarização: 12 horas;

Existem três tipos diferentes de lentes de contato:

- Topo aberto (sem placa de contato);
- Com placa de contato (sem escala);
- Com placa de contato de escala;



# Informações Técnicas

Polarização	Cruzada e paralela
Abertura	18mm
Ampliação	10x
Profundidade de campo	1,5
Resolução	95LP
LED	8 LEDs brancos
Modo Foco	Fixado
Bateria	lítium descartável 6V2 CRS
Tempo de serviço contínuo	8 horas
Câmera/ Smartphone (compatibilidade)	X
Examinação com/sem contato	Sim (vidro protetor removível)
Dimensões líquidas/ peso	51 * 112 * 23mm / 105g
Dimensões da Caixa (peso)	70 * 170 * 60mm / 330g



Inmetro: 19-593-19.01

Anvisa: 80520099002

**ILLUCO** 



Rua Marquês do Herval, 1236. Sala 903. Bairro Centro, São Leopoldo - RS.

Telefone: (51) 3099-3900

E-mail: [contato@mtoimportadora.com.br](mailto:contato@mtoimportadora.com.br)

Instagram: @mtoimportadora

Web: [www.mtoimportadora.com.br](http://www.mtoimportadora.com.br)